

Síndrome de relajación vaginal



La incontinencia afecta a la calidad de vida



¿Qué es IncontiLase?

IncontiLase es una nueva terapia no invasiva con láser Er:YAG, pendiente de patente y en las últimas fases de estudio clínico. El tratamiento se basa en el tensado y la retracción fototérmica no ablativa de la pared anterior de la región uretral y de la vejiga. IncontiLase está indicado en el tratamiento de el estrés y la incontinencia urinaria leve y moderada (SUI). Los estudios clínicos preliminares muestran que es un procedimiento eficaz, fácil de realizar y seguro.

¿Cómo funciona IncontiLase?

El tratamiento IncontiLase se basa en la inducción de un efecto térmico preciso y controlado mediante el láser en la mucosa vaginal del vestíbulo y el orificio uretral, así como en el área anterior de la pared vaginal. El láser utilizado en los estudios clínicos de IncontiLase es un Er:YAG de 2940nm con soluciones tecnológicas propias que permite entregar paquetes especiales de energía láser compuesta en la mucosa vaginal que enriquecen el colágeno de la fascia endopélvica. Los estudios muestran que la neogénesis y el remodelado de colágeno resultante favorecen la contracción y el tensado de los tejidos tratados y el retorno de la función de contención urinaria normal.

Ventajas únicas de IncontiLase para sus pacientes

Para la mayoría de las pacientes incluidas en el estudio una sesión de tratamiento fue suficiente para aliviar la incontinencia urinaria leve o moderada. En los casos necesarios, se repitió el tratamiento después de un mes. No se necesitó preparación preoperatoria ni precauciones posoperatorias. Las pacientes se reincorporaron a sus actividades de forma inmediata. Otras ventajas adicionales

de IncontiLase son que el procedimiento se realiza sin incisiones y virtualmente sin dolor, sin ablación, ni cortes, sangrado, ni suturas. Las pacientes se recuperan rápidamente, sin analgésicos ni antibióticos.


Resultados clínicos prometedores

Los últimos resultados científicos sobre IncontiLase presentados por los doctores Riviera y Fistonic, especialistas de LAHA, muestran una excelente mejora de la incontinencia urinaria leve y moderada. La evaluación de su eficacia se basó en las opiniones subjetivas de las pacientes mediante cuestionarios estandarizados, así

restante siguió con incontinencia leve. Las mediciones Q-tip durante la maniobra Valsalva dieron como resultado un descenso medio de 20° en el ángulo Q-tip, mostrando una mejora objetiva en el estado de la uretra y del cuello de la vejiga.

Empezando a usar IncontiLase

Después de aprobarse la investigación clínica, se ofrecerá entrenamiento para realizar el procedimiento IncontiLase a través de la Laser and Health Academy (www.laserandhealth.com) como un workshop práctico autónomo bajo la guía de expertos en tecnología láser médica.



como en mediciones objetivos Q-tip y PFM. El 90% de las pacientes con incontinencia leve y el 76% de las mujeres con incontinencia moderada sólo necesitaron una sesión de IncontiLase. En total, el 95% de las pacientes dejaron tener pérdidas de orina un año después del tratamiento y el 5%

El workshop ampliado, con demostraciones en directo para adquirir un conocimiento en profundidad de los principios físicos del láser y su interacción con el tejido, ofrecerá una visión más amplia de los fundamentos de IntimaLase y del resto de procedimientos a realizar con este láser especial de Er:YAG.



Dr. Ivan Fistonic
Fistonic Gynecology Clinic
Zagreb, Croacia

"Al principio, no podía creer que un tratamiento tan simple como IncontiLase pudiera ser tan efectivo en el tratamiento de indicaciones como la incontinencia urinaria leve y moderada. Pero cuando mi primera paciente, a la que traté de incontinencia moderada hace un año, me contó que no tiene pérdidas desde el día del procedimiento, empecé a cambiar de opinión. Hoy en día, después de haber tratado a muchas pacientes, puedo decir que los resultados obtenidos con esta nueva tecnología sobrepasan mis expectativas. Después de un año, mi primera paciente sigue sin sufrir pérdidas de orina y está feliz por el cambio que IncontiLase ha supuesto en su vida."